

Informacje w tym dokumencie zawierają ogólny opis dostępnych opcji technicznych, które nie zawsze muszą być dostępne i są przedmiotem do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. i posługiwanie się nimi przez Signia GmbH jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.

Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc. Apple App Store jest znakiem towarowym Apple Inc.

Producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Niemcy

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.

Dystrybutor

Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
Poznań
www.signia-aparatysluchowe.pl

DR 02726 | 03.2016 | Drukowane w Polsce
© 02.2016 Signia GmbH

signia-aparatysluchowe.pl

signia

Życie brzmi wspaniale.

Usłysz kolory dźwięku.

Akcesoria do aparatów słuchowych.



signia-aparatysluchowe.pl

Aparaty
słuchowe

SIEMENS



Doświadczenia słuchowe szyte na miarę.

Przyprowadzanie rano dzieci do szkoły, spotkania z przyjaciółmi na obiedzie, oglądanie telewizji wieczorem – każdy dzień pełen jest różnych sytuacji akustycznych i rozmów. Czy nie byłoby wspaniale gdybyś mógł transmitować dźwięki prosto do swoich uszu, dyskretnie zmieniać ustawienia swoich aparatów słuchowych i łatwo je ładować?

Odkryj nasze wygodne rozwiązania na kolejnych stronach:



Transmisja audio

Aplikacja easyTek/streamer easyTek

Zdalne sterowanie

Aplikacja touchControl
Pilot easyPocket

Mikrofon towarzyszący

VoiceLink

Ładowarka

eCharger

Praktyczne akcesoria.

Umożliwiają łączność i kontrolę.



Twoje aparaty słuchowe pomagają w codziennym życiu, a dzięki akcesoriom jest to jeszcze łatwiejsze.




easyTek i aplikacja easyTek



Aplikacja touchControl

Przegląd



Nieważne czy chcesz zmienić ustawienia zdalnie, transmitować dźwięk bezpośrednio do uszu, czy wykorzystać możliwość ładowania, nasz szeroki wachlarz stylowych, praktycznych i prostych w obsłudze akcesoriów, sprawia że codzienne życie jest łatwiejsze.

Dzięki odpowiednio dobranym akcesoriom funkcje Twoich aparatów słuchowych są łatwiej dostępne, dając pewność i wygodę użytkowania. Wyobraź sobie jak łatwo jest dyskretnie przełączać programy lub zmieniać poziom głośności dzięki prostemu stuknięciu w aplikacji na smartfonie, kierującemu mikrofon na rozmówcę, dzięki czemu lepiej słyszeć każde słowo albo po prostu umieścić aparaty słuchowe na noc w ładowarce i być gotowym na wyzwania następnego dnia.



Streamer easyTek i aplikacja easyTek.

Wzmocnione doświadczenia słuchowe, wygoda i dyskrecja użytkowania.

Wyobraź sobie czysty dźwięk rozmowy telefonicznej, programu telewizyjnego lub muzyki transmitowanej prosto do twoich uszu. Tak działa easyTek™. Noszony wokół szyi, na ubraniu lub ukryty pod nim sprawia, że jesteś połączony i możesz transmitować sygnał audio prosto do aparatów słuchowych. Masz też dostęp do pełnej kontroli, ponieważ easyTek działa także jak pilot zdalnej obsługi. W połączeniu z aplikacją easyTek™ dla smartfonów z systemami Android i iOS możesz używać telefonu żeby dyskretnie przełączać programy lub dostosować głośność.



easyTek i aplikacja easyTek


Streamer easyTek.

Technologia łatwa w użytkowaniu.

Zmiana bezprzewodowych aparatów słuchowych w supernowoczesne słuchawki stereo jest prosta. Inteligentny przycisk wielofunkcyjny pozwala na włączanie i wyłączenie urządzenia easyTek, odbieranie rozmów telefonicznych, zmianę programów słyszenia czy łatwe przełączanie pomiędzy różnymi źródłami dźwięku, takimi jak odtwarzacze muzyki, telewizja czy inne, jednym przyciskiem.

Intuicyjnie proste regulatory głośności ułatwiają szybką zmianę poziomu głośności w aparacie słuchowych. Wskaźniki stanu w postaci diod LED pokazują ważne informacje, na przykład kiedy należy naładować akumulator.

Transmisja audio:



Dzięki easyTek aparaty słuchowe łączą się z iPhone, iPad, urządzeniami Android oraz z urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth.

Transmisja audio

Streamer easyTek w szczegółach.





- 1 Przycisk wielofunkcyjny
- 2 Pętla naszyjna (pełni też funkcję anteny)
- 3 Otwory mikrofonu
- 4 Wskaźniki stanu w postaci diod LED
- 5 Porty pętli naszyjnej
- 6 Regulatory głośności
- 7 Port dla urządzeń audio (gniazdo 3,5 mm)
- 8 Port dla odbiornika FM
- 9 Przycisk Reset
- 10 Port USB do ładowania

Aplikacja easyTek.

Więcej dyskrecji, więcej wygody,
więcej możliwości.

Aplikacja easyTek w połączeniu ze streamerem easyTek to jeszcze więcej funkcjonalności z jeszcze większą dyskrecją użytkowania.

Przewyższając funkcjami samego streamera, aplikacja easyTek umożliwia sprawdzenie statusu aparatów słuchowych na ekranie smartfona, transmitowanie dźwięku z różnych źródeł lub użycie smartfona jako pilota zdalnej obsługi. To, co wygląda jak sprawdzanie wiadomości tekstowych, w rzeczywistości jest regulacją aparatów słuchowych



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google Play

Transmisja audio



Ekran główny

Główny ekran aplikacji easyTek App ułatwia szybki dostęp do ważnych ustawień takich jak głośność czy wyciszenie oraz do głównych informacji, na przykład ustawionego w danej chwili programu słyszenia.



Lista programów

Lista programów w postaci ikon z tekstem pozwala na łatwe wybranie odpowiedniego programu słyszenia.



SoundBalance

Dostosowanie wysokich oraz niskich tonów jest proste i szybkie dzięki intuicyjnemu suwakowi. Stan baterii Twoich aparatów czy urządzenia easyTek jest również widoczny.



Funkcje aparatów słuchowych

Dzięki łatwemu interfejsowi możesz łatwo i precyzyjnie kontrolować co chcesz słyszeć, np. skupić się na osobie z lewej strony dzięki Konfiguratorowi Przestrzennemu.

Zdalne sterowanie

Aplikacja touchControl.


Po prostu dyskretna.



Zmień swojego smartfona w dyskretne urządzenie sterujące aparatami słuchowymi. Aplikacja touchControl™ pozwala na cieszenie się jeszcze większym poziomem wygody użytkowania.



Zmiana ustawień
Dostosuj się łatwo i dyskretnie do zmieniających się sytuacji akustycznych.



Niskie i wysokie tony
Używaj SoundBalance™, aby bez wysiłku zmieniać barwę dźwięku otoczenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pobranie aplikacji.

App-solutnie łatwa do pobrania!

Łatwe w użyciu i łatwe do pobrania. Po prostu pobierz aplikację easyTek lub aplikację touchControl na swój smartfon z Androidem z Google Play Store lub iOS z Apple App Store. A teraz najlepsze: pobranie aplikacji jest całkowicie darmowe!

Krok 1



Upewnij się, że posiadasz konto użytkownika w Google Play Store lub w Apple App Store.

Krok 2



Zaloguj się na swoje konto w Google Play Store lub Apple App Store przy użyciu smartfona. Znajdź aplikację easyTek lub touchControl.

Krok 3



Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji aplikacji na smartfonie.

Krok 4



Odkryj jak łatwe jest sterowanie aparatami słuchowymi przy użyciu aplikacji. Jeśli masz pytania dotyczące działania aplikacji, zapytaj swojego protetyka słuchu.



Dodatkowe akcesoria.

Oferta dodatkowych rozwiązań.



easyPocket

Pilot zdalnej obsługi: easyPocket.

Elegancki pilot easyPocket™ posiada wygodne, duże przyciski oraz wyświetlacz, co umożliwia łatwe sterowanie funkcjami Twoich aparatów słuchowych.



VoiceLink

Mikrofon towarzyszący: VoiceLink.

VoiceLink™ bezprzewodowo łączy się ze streamerem easyTek. Kiedy mówca przemawia do mikrofonu, głos jest bezpośrednio transmitowany do Twoich aparatów słuchowych – to szczególnie przydatne w trudnych sytuacjach akustycznych, na przykład podczas spotkania.



eCharger

Ładowarka: eCharger.

eCharger ładuje i osusza aparaty słuchowe przez noc, nie musisz zatem martwić się o zmianę baterii.



Jeśli nie jesteś pewien, które akcesoria są kompatybilne z Twoimi aparatami słuchowymi, zapytaj o to swojego protetyka słuchu.